

L'ARTE DI DURARE

CON **FIXO** DAI AI TUOI PAZIENTI
LA TRANQUILLITÀ DI **UNA SCELTA
FATTA PER DURARE**



OXY
implant
DENTAL SYSTEM

Fixo è l'unico impianto
con mua integrato sul mercato
che può vantare **8 anni di follow up***

Già nel 2018 gli impianti **Fixo Ø 3.5 mm L 13 mm**,
negli stessi diametri e nelle stesse lunghezze oggi al centro
di molte discussioni tecniche,
erano stati sottoposti a **prove a fatica secondo ISO 14801**
con moncone angolato a 30°.

Il risultato?

5 milioni di cicli completati a un carico di 400 N,
senza alcuna evidenza di cedimenti.**


** Test ISO 14801 eseguiti presso il Politecnico di Milano su impianti FIXO Ø3.5 mm × 13 mm con moncone angolato a 30°.
Tutti i campioni hanno completato 5 milioni di cicli a 400 N senza evidenza di cedimenti.



oxyimplant.com



RX post-operatoria



RX 8 anni follow up



Immagine Clinica 8 anni follow up

Caso Clinico a cura del **Prof. Mario Beretta**

Nel 2018 Fixo ha rivoluzionato l'approccio alle riabilitazioni full arch a carico immediato.

Nato come soluzione **One Piece**, ed evoluto nel tempo in una **sistematica completa**
in grado di rispondere ad ogni esigenza clinica, rappresenta oggi un vero e proprio
sistema che ha migliorato l'**operatività del Chirurgo** e che **accompagna il paziente**
nel tempo offrendo una **riabilitazione progettata per durare**.

Fixo Line, l'Arte di Durare.



***new clinical
investigation
coming soon**

**“Long term peri implant marginal
bone resorption of one piece implants
in full arch guided rehabilitation”**

Authors: **M. Beretta, M. Manfredini, L. Giboli, C. Maiorana, P. Poli**
Prosthesis, 2026 Submitted for publication